



LifePad®
01 02 085
42,01 €

VORTEILE DES LIFEPAD®

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation

Einfache Anwendung, keine Vorkenntnisse notwendig

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Für optimale Kompressionstiefe und Druckfrequenz

Kompakte Größe

Im DIN A5 Format (21x16 cm) in jeder Tasche gut verstaubar

Flexibles Material

Passt sich der Körperform an

Einfache Positionierung

Anleitung und Markierung direkt auf dem Pad

In Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung



LifePad®
Set*
0102155
62,00 €

*bestehend aus LifePad®, Kleiderschere, Beatmungstuch BT-DRY und Einmal-Handschuhen



W.Söhngen GmbH

Platter Straße 84

D-65232 Taunusstein

Fon +49 (0) 6128 873 - 0

Fax +49 (0) 6128 840 84

Mail info@soehngen.com

Web www.soehngen.com


Die Preise verstehen sich in Euro/St. zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., Produkt- und Preisänderungen vorbehalten! Aufgrund rechtlicher Änderungen kann es bei uns oder unseren Zulieferern zu Sortiments- oder Preisänderungen kommen! Lieferung in Deutschland ab Euro 500,00 Netto-Warenwert frei Haus einschl. Verpackung. Zahlung: 30 Tage netto. Zwischenverkauf vorbehalten! Es gelten die AGB der W.Söhngen GmbH. Stand 09-2022. Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste oder spätestens bis zum 31.12.2022.

© W.Söhngen GmbH. Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen.

Folge dem RHYTHMUS!

WAS MACHT DAS LifePad® AUS?

Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert. Das LifePad® leitet Sie bei der Reanimation an und hilft Ihnen, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.



Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck.

Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

Einfache Anwendung

Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden.

Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation.

Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).

Praktisch: das LifePad® ist immer dabei.



Kompakte Größe

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – meistens unerwartet

Mit dem LifePad® kann sofort geholfen werden

Das menschliche Gehirn kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens fünf Minuten ohne Sauerstoff überleben, wobei mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Folgen steigt. Nicht einmal bei der Hälfte der Herz-

Die häufigsten Anwendungsfälle



Auf der Arbeit



In der Freizeit



Im Straßenverkehr

stillstände in Deutschland führen Ersthelfer die lebensrettenden Handgriffe aus.

Wenn mehr Menschen unverzüglich handeln würden, könnten sich die Überlebenschancen der Betroffenen um ein Vielfaches erhöhen.